


Весы DCT



Модель весов:	
Серийный номер:	
Версия программы (Отображается при включении весов):	
Дата покупки:	
Покупатель (название и адрес):	

1.0 СОДЕРЖАНИЕ

1.0	СОДЕРЖАНИЕ.....	3
2.0	ВВЕДЕНИЕ	3
3.0	УСТАНОВКА ВЕСОВ	4
3.1	РАСПАКОВКА И СБОРКА	4
3.2	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
4.0	ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	6
4.1	ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ	6
4.2	УСТАНОВКА НОЛЯ И УЧЕТ ТАРЫ	6
4.4	ВЗВЕШИВАНИЕ	6
5.0	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ.....	7
6.0	ЮСТИРОВКА.....	7
7.0	НЕИСПРАВНОСТИ.....	8
8.0	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9


2.0 ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение весов серии DCT. Весы оснащены всем необходимым для использования: адаптер для подключения к сети переменного тока, удобной системой калибровки, индикатором заряда батарей и индикацией перегрузки. Использование питания от батарей, защита клавиатуры от брызг и корпус из прочного пластика позволяют использовать весы DCT как в помещении, так и вне него.

3.0 УСТАНОВКА ВЕСОВ

3.1 РАСПАКОВКА И СБОРКА

- 1) Снимите платформу и удалите картонную прокладку между платформой и корпусом весов.
- 2) Подключите адаптер к разъему на задней части корпуса.



Установка батарей:

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 6 батарей (размер AA), соблюдая их полярность.

3.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Для обеспечения наилучшего функционирования весов рекомендуем соблюдать следующим правилам:




Избегайте перепадов температур. Не устанавливайте весы под прямыми солнечными лучами или около кондиционеров.



Удостоверьтесь, что весы установлены на устойчивой поверхности.




Избегайте нестабильных источников питания. Не используйте весы рядом с другими приборами с высоким потреблением энергии (большие моторы и т.д.). Не используйте старые батареи вместе с новыми батареями, а также батареи разных производителей одновременно. Не используйте одновременно питание от батарей и питание от сети переменного тока через адаптер.




Не используйте весы вблизи источников вибрации.



Не используйте весы в условиях повышенной влажности. Избегайте попадания воды или других жидкостей на весы.



Не используйте весы около открытых окон, вентиляторов или кондиционеров.



Не оставляйте весы под нагрузкой в течение длительного времени, если весы не используются.

4.0 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ

Подключите адаптер или установите батареи. Не используйте одновременно питание от батарей и питание от сети через адаптер.

- 1) Для включения весов нажмите кнопку **[on/off]**. После теста сегментов на дисплее установятся нулевые показания **>0<**.
- 2) Весы готовы к использованию.
- 3) Для выключения весов нажмите снова кнопку **[on/off]**. Функция автоматического отключения срабатывает через 4 минуты при условии, что весы не используются.

4.2 УСТАНОВКА НОЛЯ И УЧЕТ ТАРЫ

Нажав кнопку **[Tare]**, можно установить нулевые показания, если они не установились автоматически, а также, если нагрузка не превышает 4% от предела взвешивания весов. На дисплее появится индикатор ноля **>0<**.

Если для взвешивания используется специальный контейнер (тара) весом более 4% от предела взвешивания, то его массу можно учесть. Для этого необходимо уставить пустой контейнер на платформу и нажать кнопку **[Tare]**. Однако, после выполнения данной операции предел взвешивания уменьшится на величину, равную массе тары. На дисплее появятся индикаторы ноля и учета тары.

4.4 ВЗВЕШИВАНИЕ

Выполните при необходимости операцию установки ноля или учета тары. Поместите взвешиваемый образец на платформу весов (или в тару). На дисплее отобразится масса образца.

5.0 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое выключение весов позволяет сократить потребление энергии и продлить срок эксплуатации батарей. Выключение происходит через 4 минуты при условии, что весы не используются.

6.0 ЮСТИРОВКА

Перед юстировкой рекомендуется прогреть весы (продержать во включенном состоянии) не менее 1 минуты.


- 1) Нажмите кнопку **[on/off]** для включения весов, если они еще не включены.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку **[Unit]** до появления сообщения **“CAL”**.
- 3) Очистите платформу весов.
- 4) Нажмите кнопку **[Unit]**, сообщение **“CAL”** начнет мигать, а затем отобразится масса калибровочной гири. Если масса калибровочной гири не появляется, то это значит, что весы нестабильны или нулевая точка не установлена. Выключите и включите весы заново и проверьте установку ноля после включения.
- 5) Поместите калибровочную гирю в центр платформы весов:

Модель	Калибровочная гиря
DCT 201	200 г класса M ₁
DCT 2000	2 кг класса M ₁
DCT 5000	5 кг класса M ₁

- 6) После стабилизации нагрузки на дисплее появится сообщение **“PASS”**, и весы вернуться в режим взвешивания. Если юстировка не прошла, появится сообщение **“FAIL”**.
- 7) После успешного проведения юстировки на дисплее появится масса калибровочной гири.

7.0 НЕИСПРАВНОСТИ

При появлении сообщений об ошибках, выполните описанные ниже действия. Если ошибку устранить не удастся, обратитесь в сервисный центр или к дилеру, через которого приобретались весы.

КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ	ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
0-Ld	Перегрузка	Очистите платформу весов и убедитесь, что показания возвращаются к нулю. Проверьте, не превышает ли нагрузка вместе с тарой предел взвешивания весов. Если ошибка повторяется, выполните юстировку весов.
Out2	Ошибка установки ноля	Проверьте правильность установки платформы и наличие посторонних предметов между платформой и корпусом весов. Выполните юстировку весов.
UnSt	Нестабильность показаний	Убедитесь, что весы не подвергаются воздействию вибрации или воздушных потоков.
LO или 	Низкий заряд батареи	Замените батареи или используйте питание от сети через адаптер.
ErrE	Шибка программы	Ошибка встроенной программы. Обратитесь в сервисный центр.
	Отсутствует питание	Замените батареи или используйте питание от сети через адаптер.

8.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DCT-201	DCT-2000	DCT-5000
Предел взвешивания	200 г	2000 г	5000 г
Цена деления	0.1 г	1 г	2 г
СКО	0.1 г	1 г	2 г
Нелинейность ±	0.2 г	2 г	4 г
Единицы массы	грамм / унция	грамм/фунт/унция	
Время стабилизации	2 сек		
Рабочая температура	От 0°С до 40°С		
Параметры питания	От сети переменного тока 220В/50Гц через адаптер 12В/150мА или от батарей типа АА 6 x 1,5В		
Юстировка	Внешней гирей		
Калибровочная гиря	200 г М ₁	2 кг М ₁	5 кг М ₁
Дисплей	Жидкокристаллический		
Корпус	ABS-пластик		
Размер платформы	145 x 145 мм		
Габаритные размеры (ш x д x в)	145 x 210 x 40 мм		
Вес, нетто	1 кг		
Функции	Индикация заряда батареи, стабильности и ноля		

Adam Equipment Co. Ltd.

Bond Avenue,

Milton Keynes,

MK1 1 SW

Tel: +44 (0)1908 274545

FaX: +44 (0)1908 641339

www.adamequipment.com